

## Verzendinstructie patiëntenmateriaal

Pathologisch Laboratorium

### Afname/Verzendinstructie Portiocyctologie

- Noteer de volledige naam en geboortedatum van de patiënt op het potje.
- Neem voldoende materiaal uit de baarmoederhals met de Cervex-Brush. Zet rustig druk en draai de borstel **vijf keer rond met de klok mee**.
- Spoel de Cervex-Brush meteen uit in het potje door hem **10 keer** op de bodem van het potje te drukken. Draai de borstel tenslotte krachtig rond, controleer met het oog om er zeker van te zijn dat er geen resten zijn achter gebleven. Gooi het borsteltje weg. Laat de kop van de Cervex-Brush **niet** achter in het potje.
- Draai de dop op het potje (zwart streepje dop boven zwart streepje potje).

#### Belangrijk:

Noteer naam + geboortedatum van de patiënt op het potje

- Doe het volledig ingevulde aanvraagformulier samen met het potje in het plastic gripzakje. (Indien ook HPV-onderzoek gewenst is, dit aangeven op het aanvraagformulier).
- Vervolgens geeft u het plastic gripzakje met inhoud mee met de koerier.

### Inhoud Cytokit (voor portiocyctologie)

Deze kit bevat de volgende materialen:  
 25 Cervex-Brushes  
 25 ThinPrep®potjes  
 25 gripzakjes



NOTEER...



NEEM...



SPOEL...



DRAAI...

## Afname/Verzendinstructie Histologie

- Biopt in potje formaline plaatsen.

### Belangrijk:

Noteer naam + geboortedatum van de patiënt op het potje

- Doe het potje met het volledig ingevulde aanvraagformulier in het plastic gripzakje.
- Urine en sputum, voor cytologisch onderzoek, kunt u ook op deze manier versturen, maar dan in de daarvoor gebruikelijke potjes.
- Vervolgens geeft u het plastic gripzakje met inhoud mee met de koerier.

## Inhoud Histokit (voor histologie)

Deze kit bevat de volgende materialen:

20 aanvraagformulieren  
20 potjes formaline  
20 naametiketten  
20 gripzakjes

## Koerierdienst

Zomerkade 102  
1273 SP Huizen

Telefoon: 085 0492 080  
Fax: 0847 180 960  
Mobiel: 06 2180 1927  
E-mail: algemeen@2MC.nl  
Internet: www.2MC.nl

De koerier komt op vaste dagen van de week bij u langs om de materialen op te halen.

Als u maar weinig materiaal instuurt en de koerier niet op een vaste dag bij u langs komt, kunt u het beste bellen met de koerier op het moment dat u materiaal heeft om op te laten halen.

Telefoonnummer: 085 0492 080

## Nieuwe materialen

Voor kits (cytologie, histologie) en aanvraagformulieren kunt u bij de koerier terecht. De koerier heeft altijd een aantal kant-en-klare kits bij zich die hij direct bij u kan achterlaten.

Pathologisch laboratorium

## Amphia Ziekenhuis

Molengracht 21  
4818 CK Breda

Telefoon: 076 595 3033  
Fax: 076 595 3838  
E mail: palsecretariaat@amphia.nl

[www.amphia.nl](http://www.amphia.nl)