

Evde MRSA kültürü için aşama planı

Giriş

Bu broşür, MRSA bakterisi taşıyıp taşımadığınızı öğrenmek için kendiniz nasıl kültür toplayabileceğinizi açıklamaktadır. Bunun için size çeşitli materyaller temin edilmiştir. Başlamadan önce aşama planı tamamen okuyun. Halihazırda antibiyotik kullanıyorsanız kültür almanızın bir anlamı olmayacaktır. Bu durumda Amphia Hastanesi Enfeksiyon Önleme Bölümü ile iletişime geçin.

MRSA

Metisilin Dirençli Stafilokok Aureus (MRSA), birçok antibiyotiğe duyarsız (dirençli) ve bu nedenle mücadele edilmesi zor bir bakteridir. MRSA, özellikle bağışıklık sistemi zayıflamış hastalarda enfeksiyonlara neden olabilir.

Kültür

Gereksinimler şunlardır:

- İçinde bir pamuklu çubuk ve tüp olan üç adet steril paket (fotoğraf 1).
- Microvida'ya ait MRSA başvuru formu.
- Üzerinde 'boğaz', 'burun', 'perine' yazılı hasta verileriniz olan etiketler.
- İçinde bir karton tutuculu, plastik torba (güvenlik torbası) ve bir beyaz emici torba olan iade zarfı.



Aşama planı

1. Numune alım tarihini Microvida'nın MRSA başvuru formuna doldurun.

2. Numune alım sistemi, bir tp sıvı ve bir pamuklu ubuk ierir.
3. Steril olan ambalajı st taraftan aın (fotoęraf 2).
4. Pamuęu buruna sokun ve birkaç kez burun delięine ve burnun ucuna dokundurun (fotoęraf 3).
5. Sonrasında aynı pamuk ile dięer burun delięine dokundurun.
6. Sıvıyı ieren tpn kapaęını ıkarın ve sıvının dıęarı akmamasını saęlayın.



Foto 2



Foto 3

7. Pamuklu ubuęu sıvıya koyun ve ubuęu belirtilen izgiden kırın (fotoęraf 4).
8. Pamuklu ubuęun tpn iinde sıkıęmasını saęlamak iin kapaęı tekrar tpe vidalayın.
9. Tpn sıkıca kapalı olduęunu ve sızıntı yapmadıęını kontrol edin.
10. Tpn zerine verilerinizi ve 'neus' (burun) yazısını ieren etiketi yapıętırın.
11. Ardından pamuklu ubukla her iki bademcięin yakınına dokunarak boęaz kltrn alın (foto 5).



Foto 4



Foto 5

12. Pamuklu çubuğu tüpün içine koyun
13. Tüpün üzerine verilerinizi ve 'keel' (boğaz) yazısını içeren etiketi yapıştırın.
14. Daha sonra makat ile dış genital organlar arasındaki deriye pamuklu çubuğu dokunarak perine kültürü alın (fotoğraf 6).
15. Tüpün üzerine verilerinizi ve 'perineum' (perine) yazısını içeren etiketi yapıştırın.




Foto 6

Önemli

Aşağıda belirtilen durumlarda Enfeksiyon Önleme Bölümü ile iletişime geçin:

- Bir yarada
- Cilt rahatsızlıklarında (örneğin egzama)
- Bir mesane kateteri kullanıldığında
- Balgamlı öksürükte (balgam)

Ambalajlama

Tüpleri paketlemek için iade zarfının arkasında bulunan kullanım talimatlarına bakın.

Göndermek

En hızlı yöntem, iade zarfının tüm Amphia şubelerinde Kan Tahlili Bölümüne teslim etmektir. İade zarfını posta ile de gönderebilirsiniz, posta pulu gerekli değildir.

Sonuç

Araştırmanın sonucu en az üç gün sonrasında belli olur.

Sonuç, testi talep eden uzmana gönderilecek ve o sizinle bu konuda iletişime geçecektir.

Sorularınız var mı?

Biz yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Herhangi bir sorunuz olduğunda, "Infectiepreventie" (Enfeksiyon Önleme) bölümü ile iletişime geçin. Telefon numarası: (076) 595 31 88.

Amphia'da enfeksiyonlarını nasıl önlediğimiz, tespit ettiğimiz ve tedavi ettiğimiz hakkında daha fazlasını okuyun.

Infeciepreventie (Enfeksiyon Önleme) bölümüne gidin (<https://www.amphia.nl/kwaliteit/kwaliteit-en-veiligheid/infectiepreventie>)